


شیوه شستن ظروف در سه سینک



ضد عفونی کننده های شیمیایی

QUATERNARY AMMONIUM SOLUTION (QUATS)

200 بخش در میلیون

یا

12.5 - بخش در میلیون

برای رقیق سازی و زمان تماس، باید دستورالعملهای تولیدکننده را دنبال کنید.

محلول کلر - 100 بخش در میلیون

رقیق سازی 5% سفیدکننده:

1 قاشق غذاخوری به ازای هر گالن امپریال آب

1/2 اونس مایع به ازای هر گالن امپریال آب

1/2 قاشق چایخوری به ازای هر لیتر آب

2 میلی لیتر به ازای هر لیتر آب